



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

抗倍硫磷单克隆抗体说明书

【中文名称】抗倍硫磷单克隆抗体

【英文名称】Anti-Fenthion monoclonal antibody

【货 号】LD-NY-1022-2

【来 源】Balb/c 小鼠

【亚 型】IgE1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

【IC50】10ppb

【胶体金灵敏度】100ppb，完全消线

【蛋白浓度】5mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗吡虫啉抗体;抗多菌灵抗体;多效唑抗体;抗涕灭威抗体;抗毒死
蜱抗体;抗甲萘威抗体;抗乙草胺抗体;抗克百威抗体;抗异丙威抗体; 抗甲基对



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k

硫磷抗体；抗乙草胺多残抗体；抗倍硫磷抗体；抗烯啉虫胺抗体；抗甲氰菊酯抗体；抗4-氯苯氧乙酸抗体；抗2,4,5-三氯苯氧乙酸抗体；抗6-苄氨基腺嘌呤抗体；抗多效唑抗体；抗百草枯抗体；抗阿维菌素抗体

倍硫磷抗原说明书

【中文名称】倍硫磷抗原

【英文名称】Fenthion coupling antigen

【货 号】LD-NY-1022-1

【蛋白载体】BSA/OVA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】0.005M PBS 体系下 1:30000 以上

【胶体金效价】1:40 以上，偶联比大于 1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2 年，避免反复冻融



山东绿都生物科技有限公司
Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.k