



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co., Ltd.

抗猪流行性腹泻单克隆抗体说明书

免疫原: PEDV 全病毒

货号: PEDV -mcab

细胞株 Mabs: 18H7 19F1 21B12 23D6 24B8 25D9 12G10

可用于免疫荧光, WB, ELISA, IHC 等体外免疫诊断;

配对情况: 18H7-24B8; 19F1-24B8; 25D9-21B12; 25D9-23D6; 25D9-18H7; 25D6-12G10;

12G10-23D6 ; 12G10-24B8; 12G10-21B12;

规格: 1mg/瓶, 纯度>99%

胶体金条件: 推荐 24B8-21B12; 其次 21B12-12G10 ; 5-6 微克蛋白/ml 金液 24B8 标记, 21B12

划线 0.5-1mg/ml; 21B12 标记胶体金, 12G10 划线 0.5-1mg/ml;

推荐使用浓度: 胶体金: 5 微克/ml 金液;

ELISA: 1: 50 000-50 0000

WB 及免疫组化, 免疫荧光: 1:50-1: 500

标记二抗的使用浓度: 国产 1:100-1:500; 进口 1:200-1:1000

纯化方式: 亲和层析纯化

结合位点: S 蛋白

来源: balb/c 小鼠

缓冲液: 0.01M TRIS+保护剂

储存: -20℃, 避免反复冻融

相关产品: 抗猪瘟(CSFV)单克隆抗体、抗猪圆环(PCV2)单克隆抗体、抗猪蓝耳病(PRRSV)单克隆抗体、抗猪伪狂犬(PRIV)单克隆抗体、抗猪细小(PPV)单克隆抗体、抗犬细小病(CPV)单克隆抗体、抗犬瘟热(CDV)单克隆抗体、抗小反刍兽疫(PPR)单克隆抗体、抗兔瘟(RHDV)单克隆抗体、抗新城疫(NDV)单克隆抗体、抗禽流感(AIV)通用型单



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co., Ltd.

抗、抗阿留申（ADV）单克隆抗体。